

■ NÍVEL 02 · MÓDULO 06 · PROTOCOLO BLH

Protocolo de Controle Microbiológico

Banco de Leite Humano — RDC 918/2024 art. 84-91

■ Base legal: RDC 918/2024 art. 84-91 | Profissional capacitado rBLH-BR/Fiocruz (art. 86)

1. Objetivo

Estabelecer os critérios, frequência, responsabilidades e ações decorrentes do controle microbiológico do leite humano ordenhado cru (LHOC) e pasteurizado (LHOP) processado por este BLH.

2. Frequência mínima de análises obrigatórias

Produto	Análise	Frequência mínima	Base legal
LHOC (recebido)	Acidez Dornic + avaliação sensorial	100% dos frascos recebidos	RDC 918/2024 art. 84
LHOP (pasteurizado)	Contagem de mesófilos aeróbios	Mínimo 25% da produção mensal	RDC 918/2024 art. 85
LHOP	Coliformes totais a 37°C	Mínimo 25% da produção mensal	RDC 918/2024 Tabela II
LHOP	Coliformes termotolerantes	Mínimo 25% da produção mensal	RDC 918/2024 Tabela II
LHOP	Staphylococcus aureus coag. +	Mínimo 25% da produção mensal	RDC 918/2024 Tabela II

3. Responsável pelas análises

O profissional responsável pela execução das análises deve ter capacitação específica atestada por certificado reconhecido pela rBLH-BR/Fiocruz (RDC 918/2024 art. 86).

Responsável designado neste BLH: _____ Certificado Fiocruz: _____

4. Interpretação dos resultados e decisão

Resultado	Decisão	Registro obrigatório
LHOC — Acidez $\leq 8^{\circ}\text{D}$ + organoléptico OK	APTO para pasteurização	Registrar na ficha de recepção
LHOC — Acidez $> 8^{\circ}\text{D}$ ou alteração organoléptica	INAPTO — descartar conforme RDC 306/2004	Registrar NC. Notificar a doadora.
LHOP — todos parâmetros dentro do limite	APROVADO — liberar para distribuição	Registrar aprovação no lote e no rótulo



Resultado	Decisão	Registro obrigatório
LHOP — qualquer parâmetro fora do limite	REPROVADO — descartar. Investigar causa.	Registrar NC. Investigar processo. Notificar RT.
Resultado indisponível	RETIDO — não distribuir até resultado	Segregar com identificação RETIDO

5. Fluxo de investigação em caso de reprovação

1. Segregar e identificar todos os frascos do lote reprovado.
2. Verificar o processo de pasteurização do lote: temperatura, tempo, calibração do termômetro.
3. Verificar a higienização dos equipamentos e utensílios utilizados.
4. Verificar paramentação e higienização de mãos durante o processamento.
5. Registrar todas as hipóteses no formulário de NC.
6. Implementar ação corretiva imediata e verificar eficácia no próximo lote.
7. Notificar a vigilância sanitária se houver suspeita de risco à saúde dos receptores.

■ Resultados microbiológicos devem ser arquivados por no mínimo 5 anos. Manter disponíveis para auditoria ONA e inspeção VISA.